

## INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE PENTRU LENTILELE DE CONTACT MOI BAUSCH + LOMB

Vă mulțumim pentru că v-ați alăturat milioanelor de persoane din întreaga lume care poartă cu placere lentile de contact Bausch + Lomb. Informațiile din aceste instrucțiuni de utilizare sunt destinate utilizatorilor lentilelor de contact moi de unică folosință Bausch + Lomb; aceasta include informații importante privind utilizarea și siguranța produsului. Este esențial să se urmeze aceste instrucțiuni și recomandările prescriptorului pentru protecția vederii și a sănătății ochilor. Dacă aveți întrebări cu privire la informațiile cuprinse în aceste instrucțiuni de utilizare, consultați prescriptorul. Aceste instrucțiuni de utilizare se aplică următoarelor produse:

**Tabelul 1: LENTILELE DE CONTACT PENTRU CARE SUNT VALABILE ACESTE INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE:**

DENUMIREA PRODUSULUI/ MATERIALULUI	INDICAȚIE	CONTINUT DE APĂ (in % de greutate)	SOLUȚIE DE AMBALARE	PERIOADA DE ÎNLOCUIRE
Softlens® daily disposable (hilafilcon B) Lentile de contact ușor nuantate	Sferice	59%	Soluție salină tamponată de borat cu poloxamină	Purtare de unică folosință, aruncați lentila după fiecare purtare
Softlens® daily disposable Toric (hilafilcon B) Lentile de contact ușor nuantate	Astigmatism	78%		
Bausch + Lomb Naturelle™ daily disposable (hilafilcon B) Lentile de contact colorate	Sferice			
Biotrue® ONEday (nesofilcon A) Lentile de contact ușor nuantate	Sferice			
Biotrue® ONEday pentru Astigmatism (nesofilcon A) Lentile de contact ușor nuantate	Astigmatism			
Biotrue® ONEday pentru Presbiopia (nesofilcon A) Lentile de contact ușor nuantate	Presbiopie			
Bausch + Lomb ULTRA® ONE DAY (kalifilcon A) Lentile de contact	Sferice	55%	Soluție salină tamponată cu fosfat cu cloruri de potasiu, poloxamină, poloxamer 181, glicerină și eritritol	

### CUM FUNCȚIONEAZĂ LENTILELE (ACȚIUNI)

Lentilele de contact din Tabelul 1 transmit între 95% și 99% lumină vizibilă. Când sunt așezate pe corneea în starea lor hidratată, toate lentilele de contact enumerate în Tabelul 1 acționează ca un mediu de refracție pentru a focaliza razele de lumină asupra retinei. Pentru produsele cu lentile de contact Biotrue® ONEday și Bausch + Lomb ULTRA® ONE DAY, caracteristicile de transmitanță sunt mai mici de 5% în intervalul ultraviolelor B (UVB), de la 280 nm la 315 nm, și mai puțin de 50% în intervalul ultraviolelor A (UVA), de 316 nm la 380 nm.

### INDICAȚII ȘI DESTINAȚII DE UTILIZARE

**Sferice:** Lentilele de contact moi de unică folosință Bausch + Lomb sunt recomandate pentru purtare zilnică, în vederea corecției ametropiei refractive (miopie și hipermetropie) și pentru reducerea aberației sferice la persoanele cu și/sau fără afachie cu ochi neafecatați, care prezintă astigmatism de 2,00 dioptri sau mai puțin, care nu interferează cu acuitatea vizuală. Lentilele pot fi prescrise în puteri sferice cuprinse între +20,00 D și -20,00 D.

**Astigmatism:** Lentilele de contact moi de unică folosință Bausch + Lomb sunt recomandate pentru purtare zilnică, în vederea corecției ametropiei refractive (miopie și hipermetropie) și astigmatismului și pentru reducerea aberației sferice la persoanele cu și/sau fără afachie cu ochi neafecatați, care prezintă astigmatism de 5,00 dioptri sau mai puțin, care nu interferează cu acuitatea vizuală. Lentilele pot fi prescrise în puteri sferice cuprinse între +20,00 D și -20,00 D, cu puteri aditive care variază între +0,75 D și +5,00 D.

Consultați Tabelul 1 pentru informații despre perioada de înlocuire a produselor.

**Notă:** Afachie înseamnă „ lipsa unei lentile focalizatoare în interiorul ochiului”.

### CATEGORII VIZATE DE PACENȚI

Lentilele de contact moi de unică folosință Bausch + Lomb sunt prevăzute pentru purtare zilnică la pacienții cărora li s-a prescris corecția ametropiei refractive (inclusiv miopie, hipermetropie și astigmatism) și a presbiopiei cu ajutorul unor lentile de contact moi, indiferent de sex, vârstă sau etnie și care nu prezintă contraindicații pentru dispozitiv.

### CONTRAINDIȚIIL (MOTIVE CARE ÎMPIEDICĂ UTILIZAREA)

NU UTILIZAȚI lentilele de contact Bausch + Lomb atunci când există una dintre următoarele situații:

- Alergie, inflamație, infecție, iritație sau roșeață în sau în jurul ochiului
- Ochi uscați (lichid lacrimal insuficient)
- Orice boală a ochilor, leziune (de exemplu, abraziune corneeană) sau anomalie care afectează cornea, conjunctiva sau pleoapele
- Sensibilitate redusă a cornee
- Orice boală sistemică sau stare de sănătate precară (de exemplu, răceli sau gripă), care poate afecta ochiul sau poate fi exacerbată prin purtarea lentilelor de contact
- Reacție alergică la suprafetele oculare sau a țesutului înconjurător, care poate fi indușă sau exacerbată prin purtarea lentilelor de contact
- Orice infecție corneeană activă (bacteriană, fungală sau virală)
- Pacienții care nu sunt dispuși sau nu pot să înțeleagă sau să respecte avertizările, precauțiile, restricțiile sau indicațiile
- Utilizarea medicamentelor contraindate în timpul purtării lentilelor de contact
- Orice intervenție medicală anterioară care poate afecta negativ utilizarea dispozitivului

### AVERTISMENTE

Problemele cu lentilele de contact pot avea ca rezultat o **vătămare gravă** a ochilor sau **infectii grave ale ochilor**, inclusiv keratita infectioasă. Este esențial să urmați instrucțiunile prescriptorului și toate instrucțiunile de pe etichetă pentru utilizarea corectă a lentilelor. Ar trebui să cunoașteți și să discutați pe îndelete cu prescriptorul dvs. următoarele avertismente:

- Respectarea strictă a recomandărilor de purtare, a programului de purtare, a perioadei de înlocuire și a programului vizitelor de urmărire. Problemele oculare, inclusiv ulcerurile corneene, se pot dezvolta rapid și pot duce la **pierdere vederii** (inclusiv orbire).
- Lentilele destinate folosirii zilnice nu sunt indicate pentru purtarea peste noapte și nu trebuie purtate în **timpul somnului**. Studiile clinice au arătat că riscul de reacții adverse grave crește atunci când lentilele destinate folosirii zilnice sunt purtate peste noapte.

- Studiile au arătat că purtătorii de lentile de contact care sunt fumători au o incidență mai mare a reacțiilor adverse decât nefumătorii.
- Reutilizarea lentilelor de unică folosință poate duce la modificări ale lentilelor, care cauzează o incidență crescută a reacțiilor adverse.
- Dacă manifestăți disconfort ocular, lacrimație excesivă, modificări ale vederii sau roșeață a ochiului, trebuie să **îndepărtați imediat lentilele** și să contactați imediat prescriptorul.
- NU folosiți dacă pachetul este deteriorat sau deschis accidental.**
- NU expuneți lentilele de contact la apă care nu este sterilă (de exemplu, apă de la robinet) în timp ce le purtați. Apa poate conține microorganisme care pot duce la **infeții severe și pierdere vederii** (inclusiv orbire). Dacă lentilele dvs. au fost scufundate în apă atunci când înotați în piscine, lacuri sau oceane, aruncați-le și înlăcuți-le cu o pereche nouă.
- Lentilele de contact absorbante UV Biotrue® ONEday (nesofilcon A) și Bausch + Lomb ULTRA® ONE DAY (kalifilcon A) NU sunt destinate să înlăcuască echipamentul de protecție oculară cu absorbtie UV, cum ar fi ochelari de protecție UV sau ochelari de soare, deoarece NU acoperă complet ochiul și zona înconjuratoră. Trebuie să continuați să utilizați ochelari cu absorbtie UV conform indicațiilor.

**Notă:** Expunerea pe termen lung la radiațiile ultraviolete (UV) este unul dintre factorii de risc asociați cu cataracta. Expunerea se bazează pe o serie de factori, cum ar fi condițiile de mediu (altitudine, geografie, acoperire de nori) și factori personali (amplearea și natura activităților în aer liber). Lentile de contact care blochează UV ajută la protecția împotriva radiațiilor UV dăunătoare. Cu toate acestea, nu au fost efectuate studii clinice pentru a demonstra că purtarea lentilelor de contact care blochează radiațiile UV reduce riscul de dezvoltă cataractă sau alte tulburări oculare. Pentru mai multe informații, consultați prescriptorul.

**Notă:** Eficacitatea purtării lentilelor de contact absorbante UV în prevenirea sau reducerea incidenței tulburărilor oculare asociate cu expunerea la lumina UV nu a fost stabilită în acest moment.

### MĂSURI DE PRECAUȚIE

Ar trebui să cunoașteți și să discutați pe îndelete cu prescriptorul dvs. următoarele măsuri de precauție:

- Înainte de a părașii cabinetul prescriptorului, asigurați-vă că puteți îndepărta lentilele prompt sau că aveți pe alcineva disponibil pentru a le îndepărta pentru dvs.
- Nu purtați niciodată lentilele mai mult decât perioada recomandată de prescriptor.
- Spălați și clătiți întotdeauna mâinile înainte de manevrarea lentilelor. NU permiteți contactul produselor cosmetice, lotiunilor, săpunurilor, cremelor, deodoranților sau sprayurilor cu ochii sau lentilele. Cel mai bine este să vă puneti lentile înainte de a vă machia. Este mai puțin probabil ca produsele cosmetice pe bază de apă să deterioreze lentilele, decât produsele pe bază de ulei.
- Asigurați-vă că nu aveți materiale străine pe degete și mâini, înainte de a vă atinge lentilele, deoarece pot apărea zgârieturi microscopice pe lentile, provocând o distorsionare a vederii și/sau rănirea ochiului.
- Manevrați întotdeauna lentilele cu atenție și evitați să le scăpați pe jos.
- NU atingeți lentilele cu unghile.
- Urmați cu atenție instrucțiunile din acest prospect și cele recomandate de prescriptor pentru manevrarea, introducerea, îndepărțarea și purtarea lentilelor de contact.
- Nu folosiți niciodată penseta sau alte instrumente pentru a scoate lentile din recipientul lor, cu excepția cazului în care această utilizare este indicată în mod specific. Răsurnați lentilele în mână.
- Dacă lentilele se lipesc (nu se mișcă) pe ochi, urmați instrucțiunile recomandate în ÎNGRIJIREA PENTRU O LENTILĂ LIPITĂ (CARE NU SE MIȘCĂ). Dacă în continuare lentila nu se mișcă, trebuie să consultați **imediat** prescriptorul.
- Evitați, dacă este posibil, vaporii dăunători sau iritanți și fumul, căt timp purtați lentile.
- Dacă lentile de contact intră în contact cu vapori nocivi (de exemplu, substanțe chimice sau periculoase) sau un mediu periculos cu impact asupra ochilor, acestea trebuie îndepărtate **imediat**.
- NU congealați.
- NU dați lentilele altor persoane.

### REAȚII ADVERSE (PROBLEME ȘI CE TREBUIE SĂ FACEȚI)

Trebuie să știți că pot apărea următoarele probleme:

- Înțepături, arsuri, măncărini (iritare) sau alte dureri de ochi
- Confort redus față de cănd lentila a fost pusă pentru prima dată pe ochi
- Senzatie abnormală de a avea ceva în ochi (de exemplu, corp strâin, zonă zgâriată)
- Udarea excesivă (lacrimația) ochilor sau secreții neobișnuite ale ochilor
- Înroșirea ochilor
- Claritate redusă a vederii (acuitate vizuală precară)
- Vedere încețoșată, efect de curcubeu sau halou în jurul obiectelor
- Sensibilitate la lumină (fotofobia)
- Uscăciune a ochilor

**Dacă observați oricare dintre cele menționate mai sus, trebuie să îndepărtați imediat lentilele.**

- Dacă disconfortul, infecție, iritație sau roșeață în sau în jurul ochiului
- Confort redus față de cănd lentila a fost pusă pentru prima dată pe ochi
- Senzatie abnormală de a avea ceva în ochi (de exemplu, corp strâin, zonă zgâriată)
- Udarea excesivă (lacrimația) ochilor sau secreții neobișnuite ale ochilor
- Înroșirea ochilor
- Claritate redusă a vederii (acuitate vizuală precară)
- Vedere încețoșată, efect de curcubeu sau halou în jurul obiectelor
- Sensibilitate la lumină (fotofobia)
- Uscăciune a ochilor

### ASPECTE PE CARE SĂ LE DISCUSĂ CU PRESCRIBITORUL

Ca pentru orice lentilă de contact, vizitele de urmărire sunt necesare pentru a asigura sănătatea permanentă a ochilor. Trebuie să vă se comunică un program de urmărire. Pacienții sunt sfătuți să se consulte cu prescriptorul lor înainte de:

- Purtarea lentilelor în timpul activităților sportive și acvatice. Expunerea la apă în timpul purtării lentilelor de contact în activități precum înot, schi nautic și intrarea în căzi de tip hot tub, poate crește riscul de infecții oculare, inclusiv, fără a se limita la, keratita cu *Acanthamoeba*.
- Modificarea tipului de lentile sau parametrilor lentilelor.
- Folosirea oricărui medicament în ochi. Medicamente, cum ar fi antihistamine, decongestionante, diuretice, relaxante musculare, tranzilizante și cele pentru răul de mișcare pot provoca uscăciunea ochilor, creșterea conștiințării faptului că purtări lentile sau vedere încețoșată. În cazul în care există astfel de situații, trebuie să presearcă măsurile corrective adecvate. În funcție de severitate, aceasta ar putea include utilizarea picăturilor de reumectare, care sunt indicate pentru utilizarea împreună cu lentile de contact moi sau intreruperea temporară a purtării lentilelor de contact, în timp ce se folosește un astfel de medicament.
- Utilizatoare care iau contraceptive orale și cele gravide ar putea dezvolta modificări ale vederii sau modificări ale toleranței la lentile atunci când folosesc lentile de contact. Pacienții trebuie informați de către prescriitor în mod corespunzător.
- Copii pot purta cu succes lentile de contact sub supervizarea unui prescriotor, cu supraveghere parentală.
- Purtarea lentilelor de contact în medii excesiv de uscate sau cu mult praf.
- Contactați prescriotorul dacă nu ati purtat lentile de contact pentru o perioadă lungă de timp.
- Contactați prescriotorul pentru orice restricții suplimentare de purtare care vi se aplică.

## CINE TREBUIE SĂ ȘTIE CĂ PURTAȚI LENTILE DE CONTACT

- Informații medicul (specialistul din domeniul sănătății) despre faptul că purtați lentile de contact.
- Informații - vă întotdeauna angajatorul că purtați lentile de contact. Unele locuri de muncă pot necesita utilizarea echipamentelor de protecție a ochilor sau pot solicita să NU purtați lentile de contact.



## IGIENA PERSONALĂ ȘI MANEVRAREA LENTILELOR

### PREGĂTIREA LENTILEI PENTRU PURTARE

- Spălați-vă întotdeauna bine pe mâini cu un săpun delicat, clătiți-le complet și uscați-le cu un prosop care nu lasă scame, înainte de a vă atinge lentile.
- Evitați utilizarea săpunurilor care conțin creme, loțiuni sau produse cosmetice uleiioase înainte de manevrarea lentilelor, deoarece aceste substanțe pot intra în contact cu lentile și pot impiedica purtarea corectă.
- Manevrarea lentilei cu vârful degetelor și aveți grijă să evitați contactul cu unghile. Este util să vă mențineți unghile scurte și netede.

### MANEVRAREA LENTILELOR

- De fiecare dată, aplicați și scoateți în aceeași ordine lentilele, pentru a evita confuzia între ele.
- Poziționați lentila pe degetul arătător și examinați-o pentru a vă asigura că este umedă, curată, transparentă și lipsită de urme sau rupturi. Asigurați-vă că lentila este orientată cu partea corectă spre exterior.



- Dacă puneți în mod accidental lentila cu partea interioară în afara ochiului, unul dintre următoarele semne vă vor semnaliza că trebuie să o îndepărtați și să o amplasați corect:
  - Confort mai redus decât de obicei
  - Lentila se poate plia pe ochi
  - Mișcarea excesivă a lentilelor când clipeți
  - Vedere încreștată
- Dacă lentila se pliază și se lipsește, așezați lentila în palmă și șudați-o bine cu soluția de reumectare recomandată de către prescriitor. Apoi frecăți UȘOR lentila între degetul arătător și palmă cu o mișcare înainte și înapoi.
- Dacă lentila se aplatizează sau se înfășoară pe deget, este posibil ca lentila sau degetul să fie prea umede. Pentru a corecta acest lucru, uscați degetul transferând lentila de mai multe ori de la un arătător la celălalt, uscând degetul opus de fiecare dată.

### AMPLASAREA LENTILELOR PE OCHI

#### Tehnica de amplasare cu o singură mână (FIG. A și FIG. B)

Punei lentila pe degetul arătător. Cu capul în sus, privind drept înainte, trageți în jos pleoaapa inferioară cu degetul mijlociu al mâinii cu care faceți amplasarea. Priviți constant la punctul imaginari de desupra dvs., apoi așezați lentila pe partea albă inferioară a ochiului. Îndepărtați degetul arătător și eliberați ușor pleoaapa inferioară. Priviți în jos pentru a poziționa corect lentila. Închideți ochii pentru un moment și lentila ar trebui să se centreze singură pe ochi.

#### Tehnica de amplasare cu două mâini (FIG. C și FIG. D)

Cu lentila pe degetul arătător, folosiți degetul mijlociu al celeilalte mâini pentru a trage pleoaapa superioară spre sprâncenă. Folosiți degetul mijlociu al mâinii cu care faceți amplasarea pentru a trage în jos pleoaapa inferioară și apoi așezați lentila în partea centrală a ochiului. În timp ce mențineți această poziție, priviți în jos pentru a poziționa corect lentila. Eliberați încet pleoaapele.



#### Dacă lentila se simte inconfortabil, atunci:

Uitați-vă într-o oglindă și așezați ușor un deget pe marginea lentilei de contact și glișați-o încet dinspre nas, în timp ce priviți în direcția opusă. Apoi, cliind, lentila se va recentra singură. Dacă lentila se simte în continuare inconfortabil, urmați pașii descriși în REACȚII ADVERSE (PROBLEME ȘI CE TREBUIE SĂ FACETI).

### CENTRAREA LENTILELOR

Dacă după amplasarea lentilei, vederea dvs. este încreștată, verificați următoarele:

- Lentila nu este centrată pe ochi. Pentru a centra o lentilă, urmați una dintre procedurile de mai jos:
  - Tineți pleoaapa superioară și cea inferioară deschise cu degetele. Apoi, în timp ce vă uitați într-o oglindă, așezați ușor un deget pe lentila de contact și glișați lentila spre centru ochiului.
  - Tineți pleoaapa superioară și cea inferioară deschise cu degetele. Apoi, în timp ce vă uitați într-o oglindă, îndreptați-vă ochiul spre lentilă pentru a o așeza pe centru ochiului.
- Dacă lentila este centrată, scoateți lentila și verificați următoarele:
  - Cosmetice sau uleiuri pe lentilă. Aruncați lentila și folosiți una nouă.
  - Lentila este pe ochiul greșit.
  - Lentila este cu partea interioară în afară (nu se simte la fel de confortabil ca în mod normal).

Dacă observați că vederea dvs. este în continuare încreștată după ce ați verificat aspectele de mai sus, îndepărtați ambele lentile și consultați prescriptorul.

### SCOATEREA LENTILELOR

De fiecare dată, scoateți lentilele în aceeași ordine, pentru a evita confuzia între ele.

- Spălați-vă, clătiți-vă și uscați-vă bine mâinile.
- Aveți întotdeauna grijă ca lentila să fie în poziția corectă pe ochi înainte de a încerca să o scoateți (o simplă verificare a vederii dvs., înzăpezind căte un ochi pe rând, vă spune dacă lentila este în poziția corectă). Priviți în sus și trageți ușor pleoaapa inferioară cu degetul mijlociu al mâinii cu care manevrați lentila și așezați degetul arătător pe marginea inferioară a lentilei. Strângeți lentila ușor între degetul mare și arătător și îndepărtați-o. Evitați să lipiți marginile lentilei de cealaltă.
- Scoateți cealaltă lentilă urmând aceeași procedură.
- Folosiți picăturile de reumectare recomandate de prescriptor dvs. dacă lentila este dificil de scos.

**Notă:** Dacă această metodă de scoatere a lentilei vi se pare dificilă, prescriptorul vă va oferi o metodă alternativă.

### ÎNGRIJIREA PENTRU O LENTILĂ LIPTĂ (CARE NU SE MIȘCĂ)

Dacă o lentilă se lipsește (nu se mai mișcă), puneti în ochi căteva picături din soluția de reumectare recomandată de prescriptor. NU folosiți apă simplă sau altceva decât soluțiile recomandate. NU încercați să scoateți o lentilă care se lipsește; aceasta v-ar putea deteriora ochiul. Dacă lentila nu începe să se miște atunci când clipeți, după ce ați aplicat soluția de căteva ori, consultați imediat prescriptorul. NU încercați să scoateți lentila decât urmând recomandările prescriptorului.



## INFORMAȚII SPECIFICE PENTRU PURTĂTORII DE LENTILE MONOFOCALE SAU MULTIFOCALE

- Trebuie să știi că, la fel ca în cazul oricărui tip de corecție, există avantaje și dezavantaje ale tratamentului cu lentile de contact monofocale sau multifocale. Beneficiul unei vederi clare la aproape, când priviți drept în față și în sus poate fi însoțit de un compromis al vederii, care vă poate reduce acuitatea vizuală și percepția de profunzime la distanță și la aproape.
- Unii pacienți au avut probleme de adaptare la tratamentul cu lentile de contact monofocale. Simptomele, cum ar fi vedere ușor încreștată, ameteli și dureri de cap ușoare și o senzație de ușor dezechilibru, pot dura câteva minute sau câteva săptămâni, pe măsură ce are loc adaptarea. Cu cât persistă mai mult timp aceste simptome, cu atât prognosticul dvs. este mai slab pentru adaptarea cu succes.
- Ar trebui să evitați situațile care vă solicită vedere în perioada de adaptare inițială. Se recomandă să purtați mai întâi aceste lentile de contact în situații familiare, care nu vă solicită vedere. De exemplu, în primele zile de purtare a lentilelor ar putea fi mai bine să călătoriți ca pasager într-un vehicul, și să nu conduceți. Este recomandat să conduceți cu corecție monofocală sau multifocală numai dacă ați promovat examenul de conducere purtând corecție monofocală sau multifocală.
- Unii pacienți nu vor funcționa niciodată pe deplin confortabil în condiții de iluminare scăzută, cum ar fi condusul noaptea. Dacă se întâmplă acest lucru, este posibil să doriti să discutați cu prescriptorul dvs. pentru a vă fi prescrise lentile de contact suplimentare, astfel încât ambii ochi să fie corectați pentru distanță, atunci când este necesară o vedere binoculară clară la distanță.
- Dacă aveți nevoie de a vedea foarte clară la aproape în timpul unei activități îndelungate, este posibil să doriti să vă fie prescrise lentile de contact suplimentare, astfel încât ambii ochi să fie corectați pentru atunci când este necesară o vedere binoculară clară la aproape.
- Unii pacienți necesită ochelari suplimentari pentru a-i purta peste corecția monofocală sau multifocală și a avea astfel cea mai clară vedere pentru sarcinile esențiale. Ar trebui să discutați despre această opțiune cu prescriptorul.
- Este important să urmați sugestiile prescriptorului pentru adaptarea la tratamentul cu lentile de contact monofocale sau multifocale. Trebuie să discutați despre orice preocupări ați putea avea în timpul perioadei de adaptare.
- **Este cel mai bine ca decizia de a beneficia de corecție monofocală sau multifocală să revină prescriptorului împreună cu dvs., după ce ați examinat și discutat cu atenție nevoile dvs.**

### URGENȚE

Dacă substanțe chimice sau substanțe periculoase de orice fel (de exemplu, produse de uz casnic, soluții de grădinărit, substanțe chimice de laborator etc.) sunt împrostăcate în ochi, trebuie să: CLĂȚIȚI IMEDIAT OCHII CU APĂ DE LA ROBINET ȘI APOI ÎNDEPĂRTAȚI LENTILELE DE CONTACT CÂT MAI REPEDE. CONTACTAȚI-VĂ PRESCRIPTORUL SAU MERGETI LA UNITATEA DE PRIMIRI URGENȚE A UNUI SPITAL FĂRĂ ÎNTÂRZIERE.

### RAPORTAREA INCIDENTELOR GRAVE

Orice efecte secundare, reacții adverse sau reclamații cu privire la produs, rezultate în urma utilizării lentilelor de contact Bausch + Lomb, trebuie raportate producătorului. Informatii specifice tării pot fi găsite pe [www.bausch.com/contactus](http://www.bausch.com/contactus). Raportarea incidentelor grave rezultate în urma utilizării lentilelor de contact Bausch + Lomb trebuie făcută către producător și autoritatea competență relevantă.

### CUM SUNT FURNIZATE LENTILELE DE CONTACT MOI BAUSCH + LOMB

Fiecare lentilă este livrată într-un recipient de plastic sigilat cu folie care conține soluție de ambalare. Lentilele de contact sunt furnizate sterile prin sterilizare cu abur.

### CONDITII DE DEPOZITARE

Consultați simbolul de temperatură de mai jos pentru condițiile de temperatură în timpul păstrării, dacă este cazul.

1°C / 34°F Produsele de mai jos nu trebuie păstrate sub 1°C (34°F):

- SofLens® daily disposable (hilafilon B) Lentile de contact ușor nuanțate  
SofLens® daily disposable Toric (hilafilon B) Lentile de contact ușor nuanțate  
Bausch + Lomb NATURElle™ daily disposable (hilafilon B) Lentile de contact colorate  
Biotrue® ONEday (nesofilcon A) Lentile de contact ușor nuanțate  
Biotrue® ONEday pentru Astigmatism (nesofilcon A) Lentile de contact ușor nuanțate  
Biotrue® ONEday pentru Presbiopia (nesofilcon A) Lentile de contact ușor nuanțate



Bausch & Lomb Incorporated  
1400 North Goodman Street  
Rochester, NY 14609 USA



Bausch & Lomb Incorporated  
Cork Road Industrial Estate  
Waterford, X91 V383, Ireland



Bausch + Lomb Netherlands B.V.  
Koolhovenlaan 110, 1119 NH Schiphol-Rijk  
P.O. Box 75774, 1118 ZX Schiphol  
The Netherlands

### GLOSAR DE SIMBOLURI ȘI ABREVIERI

Pe etichetă sau pe ambalajul produsului dvs. pot apărea următoarele:



CE 0050



Rx ONLY



BC

PWR F'v

AX

SPH

CYL

ADD

Certificarea calității CE

Dispozitiv medical

Taxa plătită pentru gestionarea deșeurilor

Atenție: Legea federală (SUA) restricționează vânzarea acestui dispozitiv, permitând vânzarea doar de către sau la recomandarea unui medic autorizat

Sterilizat cu abur

Nu utilizați dacă ambalajul este deteriorat

Nu reutilizați

Sistem de barieră sterilă unică cu ambalaj de protecție în exterior

Importator

Diametrul total

Rază de curbură

Putere frontală spate paraxială

Axa cilindrului

Puterea sferică

Puterea cilindrică

Putere adăugată

©/TM sunt mărci comerciale ale Bausch & Lomb Incorporated și ale filialelor sale.

© 2021 Bausch & Lomb Incorporated și filiale sale

8095304

Rev. 2021-08